



22.04.2021

## **Informação para os pais**

cujas crianças são acolhidas em creches ou amas oficiais

## **Informação para instituições, diretores, pessoal**

de creches e amas oficiais

## **Outro produto para autotestes**

Tendo em conta a informação oficial de 8 e 12 de abril, vimos informar sobre o fornecimento de testes rápidos de antigénio. Os primeiros autotestes estão agora disponíveis para as creches e para as amas oficiais.

Com este primeiro fornecimento, as creches e as amas oficiais receberam autotestes da empresa Hotgen. Para além destes testes rápidos para profissionais, os autotestes da LEPU MEDICAL com o nome "Teste Rápido de Antigénio SARS-CoV-2 NASOCHECKcomfort" serão também fornecidos com as próximas entregas. Estes testes foram aprovados pelo Instituto Federal de Medicamentos e Dispositivos Médicos da Alemanha para uma utilização autónoma por parte de pessoas não

profissionais. Estes diferem ligeiramente dos autotestes da Hotgen, mas possuem uma qualidade igualmente eficaz.

### **Instruções de utilização**

Poderá constatar que as instruções de utilização dos testes diferem parcialmente. Tenha em conta que as instruções de utilização e, em particular, as profundidades do esfregaço indicadas consideram sempre a utilização em adultos. Infelizmente, não há instruções especiais para crianças. Obviamente, todos os testes apenas podem ser realizados pelos pais.

A zaragatoa para a recolha da amostra só pode ser inserida **na parte frontal do nariz** da criança. A profundidade do esfregaço depende, portanto, em grande parte do tamanho do nariz da criança.

As instruções de utilização do produto "Teste Rápido de Antígeno SARS-CoV-2 NASOCHECKcomfort" da LEPU MEDICAL estão disponíveis em anexo.

Está também disponível um vídeo do fabricante na seguinte hiperligação:

<https://www.lepu-medical.de/nasocheck/>

**Ministério da Infância, Família, Refugiados e Integração do  
Estado da Renânia do Norte-Vestefália**